

Anticorpo Policlonale Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 Per Wb, Elisa - P49918

Numero articolo: CM0023382

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDKN1C/p57 Kip2 (inibitore 1C della chinasi dipendente dalla ciclina), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDKN1C/p57 Kip2 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1028
ID Gene	1028
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-107 di CDKN1C/p57 Kip2 umano (NP_000067.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P49918
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio