

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 Per Wb - P49918

Numero articolo: CM0005958

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro CDKN1C/p57 Kip2 umano (inibitore 1C della chinasi dipendente dalla ciclina, P49918), validato per Western blotting e ELISA. Ideale per lo studio dell'arresto del ciclo cellulare, della proliferazione e della soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDKN1C/p57 Kip2 mAb coniglio
Note/Alias	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1028
Gene ID	1028
Immunogeno	Peptide Sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P49918
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio