


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Per Wb, If/Icc, Elisa - P42771

Numero articolo: CM0003255



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità [validato KO] che bersaglia CDKN2A/p16INK4a umano (SWISS P42771). Validato per WB, IF/ICC e ELISA, adatto per applicazioni di ricerca sul ciclo cellulare e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] CDKN2A/p16INK4a Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ARF, MLM, P14, P16, P19, CMM2, INK4, MTS1, TP16, CDK4I, CDKN2, INK4A, MTS-1, P14ARF, P19ARF, P16INK4, P16INK4A, P16-INK4A, 4a
Specie	Umana
GeneID	1029
Immunogeno	Immunogeno peptide sintetico. Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 57 e 156 di CDKN2A/p16INK4a umano (P42771).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P42771
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio