


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdkn2A/P16Ink4A [Validato Ko] Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - P42771 / Q8N726

Numero articolo: CM0011426



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro CDKN2A/p16INK4a, validato per conferma knockout (KO). Adatto per WB, IF, IHC-P e ELISA su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] CDKN2A/p16INK4a Rabbit mAb
Note/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1029
GeneID	1029
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P42771/Q8N726
Peso proteico	8-17 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio