


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdkn2A/P19Arf Per Wb, Elisa - Q64364

Numero articolo: CM0007493



introduzione

CamelBio offre un anticorpo monoclonale di coniglio anti-CDKN2A/p19ARF di topo, validato per WB ed ELISA. Bersaglio del soppressore tumorale ARF, adatto per la ricerca sul ciclo cellulare, l'apoptosi e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CDKN2A/p19ARF
Note/Alias	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Specie	Topo
GeneID (umano)	1029
GeneID	12578
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q64364
Peso proteico	19KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio