

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdkn2A/P19Arf Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q64364-1

Numero articolo: CM0006188

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CDKN2A/p19ARF (p19ARF) di topo. Per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Immunogeno: peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 1-100. Reagisce in modo crociato con il topo. Peso molecolare calcolato: 19 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDKN2A/p19ARF Rabbit mAb
Note/Alias	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	1029
ID gene	12578
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della p19ARF di topo (NP_034007.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q64364-1
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio