

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdkn2B Per Wb, Elisa - P42772

Numero articolo: CM0026581

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio CDKN2B (P42772) validato per WB ed ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio CDKN2B
Note/Alias	P15; MTS2; TP15; CDK4I; INK4B; p15INK4b; CDKN2B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1030
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-138 di CDKN2B umano (NP_004927.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42772
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio