


Anticorpo Policlonale Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Per Wb, Elisa - P42773

Numero articolo: CM0016173



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CDKN2C/p18-INK4C, validato per Western blot ed ELISA. Questo anticorpo riconosce l'inibitore delle chinasi ciclina-dipendenti, che regola la progressione del ciclo cellulare attraverso l'interazione con CDK6/CDK4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDKN2C/p18-INK4C pAb di coniglio
Note/alias	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1031
GeneID	1031
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-168 della CDKN2C/p18-INK4C umana (P42773)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P42773
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante