


Anticorpo Policlonale Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42773

Numero articolo: CM0020641



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CDKN2C/p18-INK4C, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e studi sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDKN2C/p18-INK4C Rabbit pAb
Note/Alias	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1031
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-168 del CDKN2C/p18-INK4C umano (NP_523240.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42773
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio