


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Per Wb - P42773

Numero articolo: CM0011179



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro CDKN2C/p18-INK4C, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce bersagli umani, murini e del ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro. Immunogene ricombinante, 18 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] CDKN2C/p18-INK4C Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	p18; INK4C; p18-INK4C; 4C
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1031
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-120 di CDKN2C/p18-INK4C umano (P42773).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42773
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio