


Anticorpo Policlonale Anti-Cdkn2D Per Wb, If/Icc, Elisa - P55273

Numero articolo: CM0028936



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la proteina umana CDKN2D (p19-INK4d) per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con CDKN2D umano e murino. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sui geni oncosoppressori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDKN2D Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	p19; INK4D; p19-INK4D; CDKN2D
Specie	Umana
GeneID (umano)	1032
GeneID	1032
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-166 della CDKN2D umana (NP_001791.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P55273
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio