


## Anticorpo Policlonale Anti-Cdkn3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16667

Numero articolo: CM0019319



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CDKN3 umano, validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Ideale per studi sulla regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                       |
|---------------------|------------------------------|
| Nome del prodotto   | CDKN3 Rabbit pAb             |
| Note/Alias          | KAP; CDI1; CIP2; KAP1; CDKN3 |
| Specie              | Umano                        |
| ID Gene (Umano)     | 1033                         |
| ID Gene             | 1033                         |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante        |
| Origine             | Coniglio                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA     |
| Reattività crociata | Umano, Topo                  |
| SWISS               | Q16667                       |
| Peso proteico       | 24kDa                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio           |