

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdx1 Per Wb, Elisa - P47902

Numero articolo: CM0012710



introduzione

Anticorpo monoclonale Cdx1 validato per WB ed ELISA. Riconosce Cdx1 umano (28kDa), un fattore di trascrizione coinvolto nel cancro coloretale e nella differenziazione intestinale. Ideale per la ricerca sul cancro e studi epigenetici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio Cdx1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1044
GeneID	1044
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Cdx1 umano (P47902).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P47902
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio