

Anticorpo Monoclonale Anti-Cdx2 Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q99626

Numero articolo: CM0003450



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alte prestazioni mirato al CDX2 umano (Q99626). Convalidato per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con il CDX2 di topo. Ideale per studi sull'epitelio intestinale, ricerca sul cancro colorettale e analisi della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] Anticorpo monoclonale CDX2 Coniglio
Note/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1045
ID Gene	1045
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del CDX2 umano (Q99626)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q99626
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio