

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdx2 Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99626

Numero articolo: CM0002453



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CDX2 di alta qualità validato per WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Riconosce CDX2 di uomo, topo e ratto, un fattore di trascrizione homeobox chiave nello sviluppo e nella differenziazione intestinale. Ideale per studi di biologia intestinale e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] CDX2 Rabbit mAb
Note / Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1045
ID gene	1045
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina CDX2 umana (Q99626).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99626
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio