

Anticorpo Policlonale Anti-Cdx4 Per Wb, Elisa - O14627

Numero articolo: CM0026259

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDX4 umano, validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studiare la funzione delle proteine homeobox nella regolazione trascrizionale dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDX4 Rabbit pAb
Note/Alias	CDX4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1046
ID Gene	1046
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di CDX4 umano (NP_005184.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O14627
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio