


## Anticorpo Policlonale Anti-Cdy1B Per Wb, Elisa - Q9Y6F8

Numero articolo: CM0016053



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la CDY1B umana, adatto per Western blot e ELISA. Rileva il modificatore della cromatina specifico del testicolo con attività istone acetiltransferasi; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla spermatogenesi e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | CDY1B Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Annotazioni/Alias   | CDY; CDY1B                                                                                                                         |
| Specie              | Uomo                                                                                                                               |
| GeneID              | 253175                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-320 della CDY1B umana (NP_001003895.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9Y6F8                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 60kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                              |