

Anti-Ceacam5 (Cea/Cd66E) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - P06731

Numero articolo: CM0018146



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CEACAM5 di alta qualità convalidato per WB ed ELISA. Riconosce l'antigene carcinoembrionario umano (CEA/CD66e), ~77 kDa. Ideale per la ricerca sul cancro del colon e lo sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	CEACAM5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Specie	Umano
GeneID (umano)	1048
GeneID	1048
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 35-685 di CEACAM5 umano (NP_001278413.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06731
Peso proteico	77 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio