

Anticorpo Monoclonale Anti-Ceacam5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06731

Numero articolo: CM0002657



introduzione

Anticorpo monoclonale topo anti-umano CEACAM5 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Immunogeno ricombinante (aa 35-685). Riconosce CEA/CD66e. Adatto per la ricerca sul cancro, studi di adesione cellulare e sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CEACAM5 Mouse mAb
Note/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1048
Gene ID	1048
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 35-685 di CEACAM5 umano
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P06731
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio