

Anticorpo Policlonale Anti-Ceacam5 Per Wb, Elisa - P06731

Numero articolo: CM0017060



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting CEACAM5 umano (CEA, CD66e). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con il mouse. Adatto per lo studio dell'adesione cellulare, della progressione tumorale e della ricerca sul carcinoma del colon-retto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CEACAM5 Coniglio pAb
Note/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1048
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-702 di CEACAM5 umano (P06731)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P06731
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio