

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ceacam5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06731

Numero articolo: CM0005188



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CEACAM5 umano (CEA/CD66e), validato per Western blot, IHC su paraffina ed ELISA. Immunogeno ricombinante che copre il dominio extracellulare; ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della progressione tumorale e del carcinoma coloretale. Reagisce con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CEACAM5
Note/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Specie	Umana
GeneID (umano)	1048
GeneID	1048
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-685 di CEACAM5 umano (NP_004354.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06731
Peso proteico	77 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio