

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ceacam5/Cd66E () Per Citometria A Flusso - P06731

Numero articolo: CM0012599



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CEACAM5/CD66e (CEA) coniugato con per citometria a flusso. Rileva una glicoproteina di 76 kDa coinvolta nell'adesione cellulare e nella progressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CEACAM5/CD66e mAb
Osservazioni/Alias	CEACAM5; CD66e; CEA; molecola di adesione cellulare correlata all'antigene carcinoembrionale 5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1048
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-685 di CEACAM5/CD66e umano (NP_004354.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P06731
Peso Proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio