


Anticorpo Monoclonale Anti-Ceacam6 Per Wb, Elisa - P40199

Numero articolo: CM0003990



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CEACAM6 umano (CD66c) per WB ed ELISA. L'immunogeno ricombinante (aa 35-320) ha come target questa proteina di adesione cellulare da 37kDa coinvolta nella progressione tumorale e nelle interazioni dei neutrofili. Swiss-Prot: P40199.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CEACAM6
Note/Alias	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Specie	Umana
ID Gene	4680 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 35-320 di CEACAM6 umano (NP_002474.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P40199
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio