

Anticorpo Monoclonale Anti-Ceacam6 Per Wb, If-P, Elisa - P40199

Numero articolo: CM0011333



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CEACAM6 umano (CD66c), validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Indicato per studi sull'adesione cellulare, la progressione tumorale e i neutrofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CEACAM6 Rabbit mAb
Note/Alias	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Specie	Umano
GeneID (umano)	4680
GeneID	4680
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di CEACAM6 umano (P40199)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P40199
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante