


Anticorpo Policlonale Anti-Ceacam6 Per Wb, Elisa - P40199

Numero articolo: CM0026644



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CEACAM6 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce CEACAM6 umano e murino; adatto per studi sull'adesione cellulare e sulla progressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CEACAM6 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4680
GeneID	4680
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-320 di CEACAM6 umano (NP_002474.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P40199
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio