

Anticorpo Monoclonale Anti-Cebp Delta/Cebpd Per Wb, Elisa - P49716

Numero articolo: CM0002205

introduzione

Anticorpo monoclonale CEBPD di coniglio convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Adatto per studi sulla regolazione genica immunitaria e infiammatoria. Peso molecolare previsto 28 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CEBP Delta/CEBPD mAb di coniglio
Note/Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1052
ID gene	1052
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P49716
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio