

Anticorpo Policlonale Anti-Cebp Delta/Cebpd Per Wb, Elisa - P49716

Numero articolo: CM0018269

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina CEBP Delta/CEBPD umana, adatto per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con specie umana, murina e ratto. Immunogeno: peptide sintetico (aa 50-150). Ideale per lo studio del fattore di trascrizione C/EBP-delta nella risposta immunitaria e nel differenziamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome del prodotto	CEBP Delta/CEBPD Rabbit pAb
Note/Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Specie	Umana
ID del gene (umano)	1052
ID del gene	1052
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di CEBP Delta/CEBPD umano (NP_005186.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P49716
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata