

Anti-Cebp Delta/Cebpd Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - P49716

Numero articolo: CM0018571

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a CEBP Delta/CEBPD umano (P49716). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con il mouse. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale nelle risposte immunitarie e infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CEBP Delta/CEBPD Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Specie	Umano
GeneID (umano)	1052
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 del CEBP Delta/CEBPD umano (NP_005186.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P49716
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio