


Anticorpo Policlonale Anti-C/Ebp α Per Wb, Elisa - P49715

Numero articolo: CM0023518



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico contro C/EBP α (CEBPA), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio della differenziazione mieloide, dell'adipogenesi e della funzione epatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C/EBP α Rabbit pAb
Note/Alias	CEBP; C/EBP-alpha; C/EBP α
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1050
GeneID	1050
Immunogeno	peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-250 di C/EBP α umano (NP_004355.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P49715
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio