

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cebpa Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P53566

Numero articolo: CM0025824

introduzione

L'anticorpo policlonale rabbit CEBPA di CamelBio è validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva la proteina CCAAT/enhancer-binding protein alpha, un fattore di trascrizione essenziale per la differenziazione mieloide, l'adipogenesi e la funzionalità epatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CEBPA Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	Cebp; CBF-A; C/ebpalpha
Specie	Topo
GeneID (Umano)	1050
GeneID	12606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-117 della CEBPA di topo (NP_031704.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P53566
Peso proteico	37 kDa/36 kDa/26 kDa/41 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio