


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cebpa Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49715

Numero articolo: CM0016492



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato contro CEBPA umano (C/EBP-alfa). Validato per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla funzione del fattore di trascrizione nella differenziazione mieloide, adipogenesi ed epatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CEBPA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CEBP; C/EBP-alfa; CEBPA
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1050
GenelD	1050
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 111-180 di CEBPA umano (NP_004355.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49715
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio