

Anticorpo Monoclonale Anti-C/Ebpb Per Wb - P17676

Numero articolo: CM0003794



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio C/EBPB per Western blotting e ELISA. Rileva la proteina beta legante CCAAT/enhancer umana, un fattore di trascrizione che regola le risposte immunitarie e infiammatorie, l'adipogenesi e la differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	C/EBPB mAb Coniglio
Note/Alias	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; C/EBPB
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1051
Gene ID	1051
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 246-345 del C/EBPB umano (P17676).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P17676
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio