

Anticorpo Policlonale Anti-C/Ebpb Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17676

Numero articolo: CM0014102



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting C/EBPB (NF-IL6), validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva C/EBPB umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione della trascrizione, infiammazione e adipogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C/EBPB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TCF5, IL6DBP, NF-IL6, C/EBP-beta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1051
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 171-216 del C/EBPB umano (NP_005185.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P17676
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio