


Anticorpo Policlonale Anti-Cebpe Per Wb, Elisa - Q15744

Numero articolo: CM0029699



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CEBPE validato per Western blot e ELISA. Riconosce CEBPE umano e murino (31kDa), un fattore di trascrizione nucleare critico per la transizione da promielocita a mielocita nella differenziazione mieloide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CEBPE Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CRP1; SGD1; IMD108; C/EBP-epsilon; c/EBP epsilon; CEBPE
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1053
Gene ID	1053
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-190 di CEBPE umano (NP_001796.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q15744
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio