

Anticorpo Policlonale Anti-Cebpg Per Wb - P53567

Numero articolo: CM0029926

introduzione

Il fattore di trascrizione CEBPG regola i geni immunitari. Questo anticorpo policlonale di coniglio rileva CEBPG umano e murino in WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, consentendo studi sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CEBPG Rabbit pAb
Note/Alias	GPE1BP; IG/EBP-1; CEBPG
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1054
GenelD	1054
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di CEBPG umano (NP_001797.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P53567
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio