

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cecr5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxw7

Numero articolo: CM0003374

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio CECR5 convalidato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con CECR5 umano, una proteina contenente un dominio idrolasi simile alle aloacido dealogenasi ampiamente espressa. Ideale per la ricerca sulla sindrome dell'occhio del gatto e sulle idrolasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CECR5 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CECR5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	27440
Gene ID	27440
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 324-423 del CECR5 umano (Q9BXW7)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9BXW7
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio