

Anticorpo Policlonale Anti-Cel Per Wb E Elisa - P19835

Numero articolo: CM0028476



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CEL convalidato per WB e ELISA. Rileva CEL in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio della digestione dei lipidi e della funzione pancreatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CEL Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1056
Gene ID	1056
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 350-550 del CEL umano (NP_001798.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P19835
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio