

Anticorpo Policlonale Anti-Cela2A Per Wb, If-P, Elisa - P08217

Numero articolo: CM0024407

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia CELA2A umana (Elastasi-2A). Validato per WB, IF-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul diabete, la segnalazione insulinica e il metabolismo glucidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CELA2A Rabbit pAb
Note/Alias	PE-1; AOMS4; ELA2A; CELA2A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	63036
GeneID	63036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-150 di CELA2A umana (NP_254275.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P08217
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio