

Anticorpo Policlonale Anti-Cel/Lipasi Attivata Da Sali Biliari Per Wb, Elisa - P19835

Numero articolo: CM0015488



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CEL umano (lipasi attivata da sali biliari), adatto per Western blot ed ELISA con cross-reattività verso il topo. Enzima chiave nell'assorbimento dei lipidi alimentari e nel metabolismo delle vitamine liposolubili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb CEL Coniglio
Note/Alias	BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1056
ID Gene	1056
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-550 di CEL umano (NP_001798.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo
SWISS	P19835
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio