

Anticorpo Monoclonale Anti-Celf1 Per Wb, Ip, Elisa - Q92879

Numero articolo: CM0003926



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CELF1 umano (membro 1 della famiglia CUGBP Elav-like). Adatto per WB, IP, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CELF1 Rabbit mAb
Note/Alias	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10658
ID Gene	10658
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di CELF1 umano (Q92879).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92879
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio