

## Anti-Celf1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92879

Numero articolo: CM0025945



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CELF1 umano (CUGBP1). Validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per studiare le funzioni delle proteine leganti l'RNA nello splicing alternativo e nella regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | CELF1 Coniglio pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| GeneID (umano)      | 10658                                                                                                                         |
| GeneID              | 10658                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 108-483 di CELF1 umano (NP_941989.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                          |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q92879                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 52kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |