

Anticorpo Policlonale Anti-Celf5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N6W0

Numero articolo: CM0020315



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CELF5 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Bersaglia il regolatore dello splicing dell'RNA BRUNOL5; utile per la ricerca sul cervello e sul cuore. - Q8N6W0

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CELF5 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CELF-5; BRUNOL5; BRUNOL-5; CELF5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	60680
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-45 di CELF5 umano (NP_001166144.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8N6W0
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio