

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cenexin1/Odf2 Per Wb, Elisa - Q5Bjf6

Numero articolo: CM0011105

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Cenexin1/ODF2 umano, convalidato per WB e ELISA. Bersaglia una proteina scaffold presente nelle fibre dense esterne della coda spermatica e nel centrosoma, con un peso molecolare previsto di 95 kDa. Ideale per la ricerca sulla spermatogenesi e sul centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cenexin1 / ODF2 Rabbit mAb
Note / Alias	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; Cenexin1 / ODF2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4957
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 730-829 di Cenexin1 / ODF2 umano (Q5BJF6)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q5BJF6
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio