


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cenpa Per Wb, Elisa - P49450

Numero articolo: CM0020166



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la CENPA umana (proteina centromerica A), validato per WB ed ELISA. Utilizzato nella ricerca sull'identità del centromero, l'assemblaggio del cinetocore e la progressione mitotica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CENPA pAb di coniglio
Note/Alias	CenH3; CENP-A; CENPA
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	1058
ID del gene	1058
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della CENPA umana (NP_001800.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P49450
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante