

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cenpb Per Wb, Elisa - P07199

Numero articolo: CM0021240



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'autoantigene maggiore del centromero B umano (CENPB). Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul centromero e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | CENPB Rabbit pAb                                                                                                                                                  |
| Note/Alias          | CENPB                                                                                                                                                             |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                             |
| GeneID (Umano)      | 1059                                                                                                                                                              |
| GeneID              | 1059                                                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500 e il C-terminale della proteina CENPB umana (NP_001801.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                                         |
| Reattività Crociata | Topo, Ratto                                                                                                                                                       |
| SWISS               | P07199                                                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 65kDa                                                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                                |