


Anticorpo Policlonale Anti-Cenpc Per Wb E Elisa - Q03188

Numero articolo: CM0025660



introduzione

Anticorpo policlonale anti-CENPC convalidato per WB e ELISA. Reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Ideale per la ricerca su assemblaggio del cinetocoro, progressione mitotica e segregazione cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CENPC Rabbit pAb
Note/Alias	MIF2, hcp-4, CENP-C, CENPC1, CENPC
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1060
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della CENPC umana (NP_001803.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q03188
Peso proteico	107kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio