

Anticorpo Policlonale Anti-Cenpf Per Wb, Elisa - P49454

Numero articolo: CM0021860

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CENPF (proteina centromerica F), validato per WB ed ELISA. Reagisce con proteine umane e murine. Essenziale per la funzione del cinetocore, la segregazione cromosomica e la progressione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CENPF Rabbit pAb
Note/alias	CENF; hcp-1; CILD31; STROMS; PRO1779; CENPF
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1063
GeneID	1063
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1730-1890 della CENPF umana (NP_057427.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P49454
Peso della proteina	358 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante