


Anticorpo Policlonale Anti-Cenpk Per Wb, Elisa - Q9Bs16

Numero articolo: CM0025405



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CENPK convalidato per Western blot (WB) ed ELISA con reattività umana. Bersaglio: proteina centromerica K, componente chiave del cinetocore essenziale per la segregazione cromosomica e la ricerca sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CENPK Rabbit pAb
Note/Alias	P33; Solt; CENP-K; FKSG14; AF5alpha; CENPK
Specie	Umana
GeneID	64105
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9BS16
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio