


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cep44 Per Wb, Elisa - Q9C0F1

Numero articolo: CM0029557



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale rabbit CEP44, validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso CEP44 umano e di topo. Ideale per ricerche sulla biogenesi del centrosoma e dei centrioli. Spedito in ghiaccio secco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CEP44 Rabbit pAb
Note/Alias	PS1TP3; KIAA1712; CEP44
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	80817
GeneID	80817
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di CEP44 umano (NP_001035247.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9C0F1
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Ghiaccio secco