

Anticorpo Policlonale Anti-Cep55 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ez4

Numero articolo: CM0028718



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-CEP55 di Coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA in Umano, Topo, Ratto. Bersaglia la proteina centrosomica di 55 kDa, chiave per l'uscita mitotica e la citochinesi, ideale per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio CEP55
Osservazioni/Alias	CT111; MARCH; URCC6; C10orf3; CEP55
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55165
ID Gene	55165
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di CEP55 umano (NP_060601.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q53EZ4
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio